

Barniz Cavitario

Utilizado como protector dentino pulpar, se aplica con un microaplicador o pincel, dejando una fina película. Reduce considerablemente la sensibilidad post-operatoria cuando una restauración metálica está sujeta a cambios de temperatura.

Impide la filtración marginal, reduciendo la acción ácida de ciertos cementos sobre la pulpa dentaria. Evita la penetración de productos de corrosión dentro de los tubos dentinarios, disminuyendo la decoloración del diente.



REV190124

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodental.cl ■ **Web:** www.exprodental.cl