








Lima Hedstroem

Mango CC+ Mejorado



Ampliación altamente eficiente de canales radiculares



- Excelente capacidad de corte.
- Mango CC+ Mejorado.
- Aleación de acero especial con estructura uniforme para máxima resistencia a la fractura y máxima flexibilidad.
- El tipo de instrumento y el tamaño del ISO están claramente marcados en el mango.
- Longitud adicional marcada en el mango.
- Marcas de profundidad radiopacas.
- La punta inactiva conduce el instrumento de manera segura a lo largo del canal.
- Con tapones de silicona premontados.
- Cada Blister contiene 6 limas en envases no estériles.

Imagen referencial	Detalle	Mm	Código producto
	Taper 8	25mm	1580
	Taper 10	25mm	1581
	Taper 15	21mm	2385
		25mm	1582
	Taper 20	21mm	2386
		25mm	1586
	Taper 25	21mm	2387
		25mm	1589
	Taper 30	25mm	1589
	Taper 35	21mm	2389
		25mm	1591
	Taper 40	21mm	2390
		25mm	1592

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodenal.cl ■ Web: www.exprodenal.cl

Imagen referencial	Detalle	Mm	Código producto
	Taper's incluidos: 15, 20, 25, 30, 35, 40	21mm	2391
		25mm	1583
		31mm	1585
	Taper's incluidos: 45, 50, 55, 60, 70, 80	25mm	1593
		28mm	1594
		31mm	1595