

Micromotor Intraoral FX205

Con conexión Borden o Midwest



No Óptico

135°C
SSS

Especificaciones técnicas

Material: Aluminio
Velocidad Máxima: 22.000 min⁻¹ ± 10%
Autoclavable a 135°
Presión de trabajo: 50 libras
Tipo de conexión: Borden (2 vías)
Código producto: 1661



Conexión
BORDEN

Especificaciones técnicas

Material: Aluminio
Velocidad Máxima: 22.000 min⁻¹ ± 10%
Autoclavable a 135°
Presión de trabajo: 50 libras
Tipo de conexión: Midwest (4 vías)
Código producto: 2513



Conexión
MIDWEST

REV181122