

# Pechera Papel Rectangular

## Babero Dental desechable



Este insumo dental desechable proporciona protección para todo tipo de actividad odontológica. El babero celeste está compuesto por 3 capas, una de polietileno de baja densidad que protege contra todo tipo de líquido/secreciones y dos capas de papel hipoalergénicas.

### Especificaciones técnicas

- **Tamaño:** 36x46cm.
- No esterilizado.
- **Vigencia:** 5 años a partir de la fecha indicada en el envase.
- **Almacenamiento:** En lugar fresco y seco. Temperatura de 5 a 30°C.
- No reutilizable.

### Características

- Suave.
- Hipoalergénico.
- Impermeable con excelente absorción y protección.
- Producto con un área de protección 50% mayor que las servilletas convencionales.