





Kit Instrumentales

Con bandeja acanalada



 <small>Cod. 130</small>	<p>Bandeja acanalada:</p> <p>Bandeja de acero inoxidable utilizada para depositar instrumental clínico antes o después de utilizarlos. Apto para uso hospitalario, médico o quirúrgico.</p> <p>Dimensiones: 20x10x2cm.</p>
 <small>Cod. 2054</small>	<p>Sonda Curva:</p> <p>Sonda curva para exploración y diagnóstico oral.</p> <p>Forma: Curva. Material: Acero inoxidable.</p>
 <small>Cod. 1865</small>	<p>Pinza de curación:</p> <p>Pinza para algodón y curaciones sin cierre.</p> <p>Tamaño: 16cm</p>
 <small>Cod. 1107</small>	<p>Espejo n°5 + Mango para espejo</p> <p>Espejo bucal para diagnóstico en clínica.</p>