

# Lima K Zippeper








## Características

- Acero inoxidable.
- Sección transversal ISO 06-25 para una mejor resistencia de corte.
- ISO 30-140 sección transversal triangular para una mejor eficiencia de corte.
- El tipo de instrumento y el tamaño ISO están claramente marcados en el mango.
- Aleación de acero especial con estructura uniforme para máxima resistencia a la fractura y máxima flexibilidad.
- Marcas de profundidad radiopacas.
- La punta inactiva conduce el instrumento de manera segura a lo largo del canal.
- Con tapones de silicona premontados.
- Blíster de 6 piezas en envases no estériles.
- Esterilizable hasta 200°

## Seguridad mejorada: control de infecciones simplificado

- Sin esterilización antes del primer uso.
- Instrumentos listos para usar, empacados individualmente.
- Gestión de calidad certificada TÜV.





## Gama de Limas K Zipperer

Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	Taper 06	21mm	2372
		25mm	1597
		31mm	4029
	Taper 8	21mm	2373
		25mm	1598
		31mm	4021
	Taper 10	21mm	2374
		25mm	1599
		31mm	4022
	Taper 15	21mm	2375
		25mm	1600
		31mm	4023
	Taper 20	21mm	3276
		25mm	1604
		31mm	4024

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodenal.cl ■ Web: www.exprodenal.cl



Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	Taper 25	21mm	2377
		25mm	1605
		31mm	4025
	Taper 30	21mm	2378
		25mm	1606
		31mm	4026
	Taper 35	21mm	2379
		25mm	1607
		31mm	4027
	Taper 40	21mm	2380
		25mm	1608
		31mm	4028

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodenal.cl ■ Web: www.exprodenal.cl

## Gama de Limas K Zipperer Surtidas

Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	<p><b>Tapers:</b> 15, 20, 25, 30, 35, 40</p>	21mm	2381
		25mm	1601
		28mm	1602
		31mm	1603
	<p><b>Tapers:</b> 45, 50, 55, 60, 70, 80</p>	21mm	2382
		25mm	1609
		28mm	1610
		31mm	1611