

Selladora Smart

Eficaz en adherencia, evitando quemadura de papel



Compacta y práctica, con resistencia blindada y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evitando la quemadura del papel.

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la Selladora Smart proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

Características:

- Diseño innovador.
- Resistencia de cartucho.
- Anchura de adherencia: 12mm
Extensión de adherencia: 300mm
- Guillotina embutida.
- Dimensiones del embalaje (CxLxH): 480x170x100mm.
- Peso: 3,6kg.
- Voltajes disponibles: 110 o 220V.

REV180514

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@expro dental.cl ■ **Web:** www.expro dental.cl