

# Gomas Enhance

## Sistema de terminado y púlido



### **Enhance es un sistema completo de terminado y pulido para resinas compuestas.**

Sistema rápido y simple que ayuda a contornear y pulir las restauraciones. Los discos están elaborados a base de resina y abrasivos que permiten dar un mejor resultado en forma rápida y segura llegando a cualquier superficie. Con tan sólo modificar la presión del instrumento, puede producirse gran desgaste o una superficie muy tersa. No es necesario cambiar de instrumentos.

### **Características**

- Sistema compuesto por abrasivos incorporados en una resina especial para el acabado y pulido de restauraciones.
- Permite lograr un alto brillo y una lisura superficial.
- Los resultados alcanzados con enhance son de larga duración.
- Esterilizable en autoclave.

### **Contenido**

- 30 gomas en disco.