

Monoject

Jeringa para irrigación endodontica



Jeringa endodóntica de 3 ml con aguja incorporada. La punta cuenta con un corte transversal que permite crear un efecto spray. Estas agujas endodónticas incluyen una aguja roma que las hace especialmente pensadas y diseñadas para irrigación de canales, bolsas periodontales y para llevar soluciones a la encía y áreas interproximales sin traumatizar el tejido blando.

Características:

- Punta roma.
- Estériles y desechables.
- Capacidad de la jeringa 3 cc.
- De un sólo uso.
- Conexión Luer-Lock.

Cod.3043 REV200203

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodental.cl ■ Web: www.exprodental.cl