

Lima Mtwo

El sistema NiTi eficiente



Enfoque simple, eficaz y seguro

- Una secuencia para todos los tipos de conducto radicular.
- Todos los instrumentos se utilizan a longitud total de trabajo preparando la ruta de acceso para el siguiente instrumento.
- Conformación simultánea: Cada instrumento modela toda la longitud del conducto hasta el ápice.
- Eliminación efectiva de bacterias: Después de haber usado el segundo instrumento Mtwo 15/.05 ya se puede llevar una cánula de irrigación 30G a 3mm antes del ápice.

Eficiencia excepcional de corte

- Los instrumentos Mtwo son excepcionalmente flexibles y eficientes gracias a la combinación de una sección transversal en forma de S y cuchillos de alto corte.
- Máximo espacio para retirar restos de dentina y un contacto radial mínimo con la pared del conducto para una preparación segura y rápida



Proceso sistemático para resultados con éxito

- No se forman escalones: Cada instrumento crea una vía de deslizamiento hacia el ápice para el siguiente instrumento.
- Preparación sistemática: Cada instrumento trabaja donde se necesita, determinando y modelando toda la longitud del conducto.
- Instrumentos con parte activa de 16mm o de 21mm. Al realizar un movimiento de limado pasivo, se pueden retirar interferencias de la cámara pulpar con un instrumento con parte activa de 21mm sin debilitar el diente.

REV181218

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@expro dental.cl ■ Web: www.expro dental.cl

Kit de Limas Mtwo Secuencia Básica 25/21mm

Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	Taper 1: 10/.04	25/21mm	3135
	Taper 2: 15/.05	25/21mm	3136
	Taper 3: 20/.06	25/21mm	3137
	Taper 4: 25/.06	25/21mm	3138

Kit de Limas Mtwo Secuencia Básica 25/16mm

Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	Taper 1: 10/.04	25/16mm	3198
	Taper 2: 15/.05	25/16mm	3199
	Taper 3: 20/.06	25/16mm	3200
	Taper 4: 25/.06	25/16mm	3201