

Motor Implante Surgic Ap



Incluye:

- Unidad de Control
- Micromotor no óptico
- Contrángulo
- Control de Pie
- Soporte de pieza de mano
- Tubo de Irrigación
- Accesorios

Especificaciones:

Salida Máx / Torque Máx: 210 W / 50 Ncm
Fuente de alimentación: AC120V o 230V 50/60 Hz
Salida Máx de la Bomba: 75 mL / min
Programas: 8 programas
Dimensiones: A 275 x L 207 x Al 101 (mm)
Velocidad del Motor: 200 ~ 40.000 min⁻¹
Control de Velocidad: Variable / Certificado IPX8
No-Óptico / Sin Escobillas