

Lavadora ultrasonántica Ican 30-A



Características:

- Cubierta completa de acero inoxidable.
- Estructura de drenaje externo, puede cambiar el líquido de limpieza en cualquier momento.
- Diseño de bajo ruido.
- Canasta especializada diseñada para dispositivos delicados que deben estar libre de fricción y abrasión, por ejemplo, piezas de mano de alta y baja velocidad.
- Pantalla digital, para una operación sencilla.

Especificaciones:

- Fuente de energía: 220V / 50Hz
- Consumo de energía 270W
- Capacidad: 3L
- Frecuencia: 40Khz
- Dimensiones: 24 x 14 x 10 cm
- Peso: 3,5kg

REV180706