

# Lima Flexicut



## Características

La lima Flexicut está confeccionada en aleación de acero inoxidable especial, la cual cuenta con estructura uniforme para máxima resistencia a la fractura, otorgándole máxima flexibilidad.

- Sección transversal triangular para mayor eficiencia de corte.
- Ángulo de corte efectivo con movimiento de limadura.
- Marcas indicadoras de profundidad radiopacas.
- La punta inactiva conduce el instrumento de manera segura a lo largo del canal.
- Cuenta con tapones de silicona premontados.
- Cada blister contiene 6 limas no esterilizadas y selladas individualmente.

## Seguridad mejorada: control de infecciones simplificado

- Sin esterilización antes del primer uso.
- Instrumentos listos para usar, empacados individualmente.
- Gestión de calidad certificada TÜV.

## Gama de Limas Flexicut








Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	Taper 15	25mm	3713
	Taper 20	25mm	3715
	Taper 25	25mm	3717
	Taper 30	25mm	3719
	Taper 35	25mm	3721
	Taper 40	25mm	3723

Foto Referencia	Detalle	mm	Cod. Producto
	<b>Surtido de Limas</b> contiene: Taper 15 Taper 20 Taper 25 Taper 30 Taper 35 Taper 40	25mm	3725