

Lima Flexicut



Características







La lima Flexicut está confeccionada en aleación de acero inoxidable especial, la cual cuenta con estructura uniforme para máxima resistencia a la fractura, otorgándole máxima flexibilidad.


- Sección transversal triangular para mayor eficiencia de corte.
- Ángulo de corte efectivo con movimiento de limadura.
- Marcas indicadoras de profundidad radiopacas.
- La punta inactiva conduce el instrumento de manera segura a lo largo del canal.
- Cuenta con tapones de silicona premontados.
- Cada blister contiene 6 limas no esterilizadas y selladas individualmente.

Seguridad mejorada: control de infecciones simplificado

- Sin esterilización antes del primer uso.
- Instrumentos listos para usar, empacados individualmente.
- Gestión de calidad certificada TÜV.

Gama de Limas Flexicut

| Foto Referencia | Detalle | mm | Cod. Producto |
|---|----------|------|---------------|
|  | Taper 15 | 25mm | 3713 |
|  | Taper 20 | 25mm | 3715 |
|  | Taper 25 | 25mm | 3717 |
|  | Taper 30 | 25mm | 3719 |
|  | Taper 35 | 25mm | 3721 |
|  | Taper 40 | 25mm | 3723 |

| Foto Referencia | Detalle | mm | Cod. Producto |
|---|--|------|---------------|
|  | Surtido de Limas contiene: Taper 15 Taper 20 Taper 25 Taper 30 Taper 35 Taper 40 | 25mm | 3725 |