

Wave One Gold

“Surfea el conducto radicular con confianza”



Características:

- La aleación “Gold” combina la flexibilidad con resistencia a la fatiga clínica y torsional, mientras que es lo suficientemente rígida para optimizar la eficiencia de corte. Este tipo de aleación mejora la facilidad con que el instrumento llega a la longitud de trabajo.
- Reduce la fuerza del instrumento contra la pared del conducto, minimizando el transporte radicular. Proporciona además, una mayor seguridad de uso con una sensación táctil mejorada, así como una increíble capacidad de gestión de curvaturas complejas.
- Los instrumentos presentan una conicidad variable, como todos los instrumentos Maillefer.
- Disponible en envases tipo blíster pre-esterilizados listos para su uso.

Presentaciones disponibles en 25mm:



Cod. Prod. 4017



Cod. Prod. 4018



Cod. Prod. 4016



Cod. Prod. 4019

REV181126

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodental.cl ■ **Web:** www.exprodental.cl