

# Cemento RelyX Ultimate Clicker

La más alta resistencia adhesiva



Relyx Ultimate es un cemento de resina adhesivo, polimerización dual que representa “la más alta resistencia adhesiva” en cementos resinosos del portafolio de 3M, una estética superior y duradera debido a la alta integridad marginal, fluorescencia similar al del diente y estabilidad del color.

Este cemento se diseñó para un desempeño óptimo al combinarlo con el adhesivo Single Bond Universal de 3M.

## Ventajas

- Cemento de polimerizado dual con máxima resistencia adhesiva.
- Buen sello marginal y menor desgaste.
- Alta estabilidad del color y fluorescencia para una estética natural.
- Al ser utilizado con Single Bond Universal como agente adhesivo permite procedimientos con técnica de grabado total, grabado selectivo de esmalte o autograbado.
- Activador de curado en oscuridad integrado al cemento que permite que Single Bond Universal pueda ser polimerizado por RelyX Ultimate, sin la necesidad de fotopolimerización aparte del adhesivo, generándose una sola capa entre adhesivo y cemento, con menos pasos clínicos y mejor ajuste.
- Sistema de dispensación clicker que provee menos desperdicio de material, dosificación controlada, disminuyendo errores, conservando el performance clínico del cemento.
- No libera aminas por ello está indicado además para cementación de carillas.
- Posee aditivos reológicos lo cual genera una mezcla más suave y de mejor manipulación.

## Contiene

1 Cemento Relyx Ultimate Clicker A1 de 4,5g