










## Catálogo VITABLOCS

<p><b>VITABLOCS® Mark II</b></p> <p>VITABLOCS Mark II son piezas en bruto de cerámica de feldespato monocromática idóneas para la confección CAD/CAM de inlays, onlays y coronas parciales, y con una excelente integración cromática en la sustancia dental remanente.</p>		<p><b>Código Producto:</b> 4231 <b>Tamaño:</b> I-12 (10x12x15 mm) <b>Color:</b> A1C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4207 <b>Tamaño:</b> I-12 (10x12x15 mm) <b>Color:</b> A2C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4208 <b>Tamaño:</b> I-12 (10x12x15 mm) <b>Color:</b> A3C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4209 <b>Tamaño:</b> I-14 (12x14x18 mm) <b>Color:</b> A2C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4206 <b>Tamaño:</b> I-14 (12x14x18 mm) <b>Color:</b> A3C</p>
<p><b>VITABLOCS® Trilux Forte</b></p> <p>Piezas en bruto VITABLOCS de segunda generación. Su transición cromática integrada permite la reproducción digital del juego cromático natural. Los VITABLOCS TriLux forte disponen de cuatro capas de diferente intensidad cromática, respectivamente.</p>		<p><b>Código Producto:</b> 4210 <b>Tamaño:</b> TF-12 (10x12x15 mm) <b>Color:</b> A2C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4214 <b>Tamaño:</b> TF-12 (10x12x15 mm) <b>Color:</b> A3C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4211 <b>Tamaño:</b> TF-14 (12x14x18 mm) <b>Color:</b> A2C</p>
		<p><b>Código Producto:</b> 4212 <b>Tamaño:</b> TF-14 (12x14x18 mm) <b>Color:</b> 2M2C (A3C)</p>