










Catálogo VITABLOCS

<p>VITABLOCS® Mark II</p> <p>VITABLOCS Mark II son piezas en bruto de cerámica de feldespato monocromática idóneas para la confección CAD/CAM de inlays, onlays y coronas parciales, y con una excelente integración cromática en la sustancia dental remanente.</p>		<p>Código Producto: 4231 Tamaño: I-12 (10x12x15 mm) Color: A1C</p>
		<p>Código Producto: 4207 Tamaño: I-12 (10x12x15 mm) Color: A2C</p>
		<p>Código Producto: 4208 Tamaño: I-12 (10x12x15 mm) Color: A3C</p>
		<p>Código Producto: 4209 Tamaño: I-14 (12x14x18 mm) Color: A2C</p>
		<p>Código Producto: 4206 Tamaño: I-14 (12x14x18 mm) Color: A3C</p>
<p>VITABLOCS® Trilux Forte</p> <p>Piezas en bruto VITABLOCS de segunda generación. Su transición cromática integrada permite la reproducción digital del juego cromático natural. Los VITABLOCS TriLux forte disponen de cuatro capas de diferente intensidad cromática, respectivamente.</p>		<p>Código Producto: 4210 Tamaño: TF-12 (10x12x15 mm) Color: A2C</p>
		<p>Código Producto: 4214 Tamaño: TF-12 (10x12x15 mm) Color: A3C</p>
		<p>Código Producto: 4211 Tamaño: TF-14 (12x14x18 mm) Color: A2C</p>
		<p>Código Producto: 4212 Tamaño: TF-14 (12x14x18 mm) Color: 2M2C (A3C)</p>