

# Placas de Fósforo PSXPIX<sup>2</sup>

## Más flexibles y delgadas



Más flexibles y delgadas, las placas de fósforo del PSPIX<sup>2</sup> son fáciles de posicionar y proporcionan el máximo confort a sus pacientes. Están disponibles un amplio rango de tallas de placas de fósforo para adaptarse a la forma de sus pacientes y sus necesidades clínicas.

Imagen referencial	Especificación técnica	Uso
 Cod.4279	Talla 0: 22x35mm	Infantil
 Cod.4280	Talla 1: 24x40mm	Infantil Adulto Periapical
 Cod.4281	Talla 2: 31x41mm	Adulto Interproximal Periapical
 Cod.4282	Talla 3: 27x54mm	Interproximal
 Cod.4283	Talla 4*: 69x54mm  <i>*Reconstrucción informática de una imagen de talla 4 a partir de tres placas de imagen de talla 3.</i>	Oclusal