

Compresor 1.1HP 40 Litros

(Cód. Prod. 4009)



Modelo sin aceite de cárter seco con bajo nivel de ruido.

Características:

- Flujo de aire 150 lt/min
- Estanque de 40 lt
- Presión 0,8 Mpa
- Peso 35 kg
- Capacidad para 1 sillón dental
- Ventilador automático debajo del motor

REV180516

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@expro dental.cl ■ **Web:** www.expro dental.cl