

Bolsa Placa de Fósforo



COD.4274 – 4275 – 4276 - 4277

DESCRIPCIÓN

Bolsa ó funda protectora para placas de fósforo, protege de la contaminación, mejora la calidad de la imagen y alarga la vida útil de la placa de imagen.

Las bolsas higiénicas son de un solo uso. La reutilización de dispositivos de un solo uso puede exponer a pacientes a riesgos de contaminación,

CÓDIGO	ITEM	TAMAÑO
4274	BOLSA PLACA PSPIX2 T0 X250 ACTEON	48 x 28mm
4275	BOLSA PLACA PSPIX2 T1 X250 ACTEON	53 x 30mm
4276	BOLSA PLACA PSPIX2 T2 X250 ACTEON	55 x 36mm
4277	BOLSA PLACA PSPIX2 T3 X250 ACTEON	67 x 33mm

Contenido 250 unidades, marca ACTEON, origen Francia.

Rev.20250522