

# Bomba de Vacío / Aspiración

## 1HP - 1.5HP



Cod.4527 - 4528

Sistema de aspiración centralizado con potencia de aspirado de alto rendimiento, diseñado para alimentar hasta 4 consultorios (1.5HP) y hasta 2 consultorios en presentación 1HP.

La unidad de succión WOSON puede recolectar moléculas flotantes dañinas a través de un filtro especial purificando el aire ambiental.

Equipo favorece la generación de aire con menor ruido hasta 57Db.

### Especificaciones

Modelo	Especificación	Eyectores	Flujo de Aire (L/min)	Tamaño	Peso Neto	Ruido
TO103	1200W (1.5HP)	3 – 4	1300 (máx)	500x418x815mm	23Kg	57Db
TO101	550W (1HP)	1	900 (máx)	350x330x585mm	17Kg	57Db

Rev.20250519